

CONÇU POUR LES HÉROS INATTENDUS



UN EFFONDREMENT SOUDAIN. VOUS AVEZ UN DAE. ÊTES-VOUS PRÊT ?

Bien que l'administration initiale d'un choc ne soit nécessaire que chez 50 % des victimes d'un arrêt cardiaque, elles ont toutes besoin d'une RCP pour augmenter le débit de sang oxygéné dans le cœur et le cerveau. La première analyse cardiaque par le DAE est essentielle. Si l'état du cœur interdit d'administrer un choc, seule une RCP de haute qualité peut permettre de récupérer un rythme choquable à l'analyse cardiaque suivante.

Que vous soyez un sauveteur expérimenté ou que vous interveniez pour la première fois, vous apprécierez la technologie avancée, la fiabilité et la facilité d'utilisation du défibrillateur Powerheart® G5 : des fonctionnalités **qui contribuent à la survie des victimes d'arrêt cardiaque soudain.**

Le défibrillateur Powerheart G5 avec RCP Intellisense® fournit une évaluation corrective afin d'assurer l'administration de compressions de haute qualité. La fonctionnalité bilingue d'un seul bouton et les auto-tests complets donnent aux sauveteurs la confiance nécessaire pour agir.

- **Évaluation de la RCP Intellisense™**
Messages correctifs audio et visuels en temps réel pour la qualité de la RCP.
- **Rescue Ready®**
Effectue des auto-tests réguliers et automatiques sur les électrodes, la batterie et les circuits internes.
- **RescueCoach®**
Guide les sauveteurs à travers chaque étape critique du sauvetage grâce des instructions vocales et textuelles fournies au rythme de l'utilisateur.
- **Deux langues**
Passage de la langue primaire à la langue secondaire en appuyant sur un bouton.



ZOLL Medical Corporation | 269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824, USA | +1-978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com/aeds

Copyright © 2020 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. Intellisense, Powerheart, RescueCoach, Rescue Ready et ZOLL sont des marques de commerce ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. MCN PP 2010 0515-02. Ces dispositifs médicaux Classe IIb sont des produits de santé qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice.

ZOLL®



POWERHEART® G5
CARDIAC SCIENCE

AED



REF G5A-80P1
SN D00000036794
2016-09-28
Cardiac Science Corporation
Waukesha, WI 53186, U.S.A.
www.cardiacscience.com
IP55 R ONLY
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany
CE 0086
MC153078
SP